

Conjunto de Nefrostomia SKATER®

Conjunto para abordagem Seldinger

O Conjunto de Nefrostomia Skater® é fornecido com o catéter Skater® de nefrostomia. Altamente flexível e macio por ser feito de poliuretano este catéter possui grandes orifício no pigtail e um lúmen largo para permitir uma drenagem eficiente. Seu revestimento hidrofílico HYDROFEEL® facilita a introdução que ocorre com um mínimo de atrito. Como somente a extremidade distal possui este revestimento é possível segurá-lo com firmeza e controle.

Aplicações: Nefrostomia

Características:

- ✓ Poliuretano macio resistente à dobras e com memória de pigtail;
- ✓ Grandes orifícios ovais e lúmen largo maximizam a drenagem;
- ✓ Mínimo trauma do tecido reduz o desconforto do paciente;
- ✓ Fio Guia Amplatz WORKER® forte, flexível e suave;
- ✓ Revestimento hidrofílico HYDROFEEL® no catéter;
- ✓ Trava de pigtail no catéter;

Conjunto composto por:

Agulha de punção 18g x 15cm; um Fio Guia 0.035" Amplatz WORKER® com 90cm; Dilatadores faciais de 6 e 8Fr. para conjuntos de 8Fr., 6, 8 e 10Fr. Para conjuntos de 10Fr. e 6, 8, 10 e 12Fr. para conjuntos de 12Fr.; e Catéter de Nefrostomia Skater® de 35cm com trava de pigtail.



Agulha de punção de 18Ga.



Conjunto de dilatadores



Conjunto com catéter e cânulas metálica e plástica

Conjunto de Nefrostomia SKATER®

Caixa com 10

Número de catálogo	Catéter em Fr.
7573 08 000	8 F Kit
7573 10 000	10 F Kit
7573 12 000	12 F Kit

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante