

●●▶ Agulha com Bainha de revestimento PTFE

Para introdução de fio guia

A agulha introdutora com bainha de revestimento PTFE radiopaco que permite a passagem de um fio guia de 0.038" tem 19Ga de calibre. A bainha tem uma suave transição para a cânula metálica para fácil introdução.

Aplicações: Abscessos, drenagem biliar, nefrostomia e procedimentos de drenagem de coleções.

Características:

- ✓ Suave transição entre a bainha e cânula;
- ✓ Ponta da agulha tipo "Trocar";
- ✓ Bainha de revestimento PTFE com 5Fr. de calibre;



Agulha com bainha de revestimento PTFE

Agulha com Bainha de revestimento PTFE Caixa com 10

Número de catálogo	Calibre Ga. (mm)	Tamanho em cm	Ponta Tipo	Aceita fio guia polegadas(mm)
ISN 1915	19 (1.0)	15	Trocar	.038 (0.97)
ISN 1920	19 (1.0)	20	Trocar	.038 (0.97)

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante