

Bolsa de Drenagem D-Bag

Conjunto de alta qualidade

A Bolsa de Drenagem D-Bag foi desenvolvida para coletar fluídos durante drenagem de nefrostomia, biliar e abscessos. Versátil, pode ser usada na cintura, embaixo do ombro ou presa na perna. Possui 600ml de capacidade.

Características:

- ✓ Tubo de conexão macio e resistente à dobras que pode ser cortado para tamanho correto;
- ✓ Torneira com fácil abertura;
- ✓ Válvula anti-refluxo para evitar contaminação retrógrada;
- ✓ Cinta ajustável



Bolsa D-Bag



Torneira para esvaziamento



Cinta de velcro

| Bolsa de Drenagem D-Bag Capacidade 600 ml, tubo com 75 cm | |
|--|--------------|
| Número de catálogo | Pacote |
| DBAG 600 | Caixa com 20 |
| DBAG 600H | Caixa com 5 |

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante