

Agulha Aspirativa de Mielograma

Segura e rápida aspiração do esterno e da crista ilíaca

O resultado da união do punho ergonômico "Twist Lock" com as pontas combinadas desta agulha, proporcionam conforto ao paciente e rápida penetração através do osso. Uma aspiração segura do esterno pode ser realizada ajustando o controle de profundidade para controlar a penetração evitando perfuração indesejável. A peça de ajuste de profundidade pode ser retirada para realizar biópsia aspirativa na crista ilíaca. Disponível em dois calibres.

Características:

- ✓ Conector Luer Lock para firme acoplagem da seringa;
- ✓ Peça ajustável e removível para ajuste de profundidade;
- ✓ Punho ergonômico que permite ao médico aplicar pressão sem fatigar a mão;
- ✓ Sistema "Twist Lock" mantém o punho fechado durante a penetração;
- ✓ Disponível em embalagem individual.



Agulha com o ajuste de profundidade



Agulha sem o ajuste de profundidade



Pontas combinadas

Agulha Aspirativa de Medula Óssea Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em GA.	Comprimento em cm
DBMNI1501	15	6.8 Max.
DBMNI1504	15	10.1 Max.
DBMNI1601	16	6.8 Max.

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br