


## Para biópsia e procedimentos diversos

Agulha com ponta tipo Chiba que permite a aspiração de amostras citológicas, injeção de contraste ou anestésico e introdução de fio guia 0.035". Possui novo revestimento ecogênico EchoCoat que permite a visualização por ultra-som de toda a extensão da agulha. Disponível de diversos calibres e comprimentos.

### Características:

- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Revestimento EchoCoat em toda a agulha facilita a visualização;;
- ✓ Exclusiva trava de ajuste de profundidade;



Chiba

Agulha Aspirativa Chiba Caixa com 10			
Número de catálogo	Descrição	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
MCN 1803	Chiba	18 (1.2)	9
MCN 1806	Chiba	18 (1.2)	15
MCN 1808	Chiba	18 (1.2)	20
MCN 2003	Chiba	20 (0.9)	9
MCN 2006	Chiba	20 (0.9)	15
MCN 2008	Chiba	20 (0.9)	20
MCN 2203	Chiba	22 (0.7)	9
MCN 2206	Chiba	22 (0.7)	15
MCN 2208	Chiba	22 (0.7)	20
MCN 1803EC	Chiba, EchoCoat	18 (1.2)	9
MCN 1806EC	Chiba, EchoCoat	18 (1.2)	15
MCN 1808EC	Chiba, EchoCoat	18 (1.2)	20
MCN 2003EC	Chiba, EchoCoat	20 (0.9)	9
MCN 2006EC	Chiba, EchoCoat	20 (0.9)	15
MCN 2008EC	Chiba, EchoCoat	20 (0.9)	20
MCN 2203EC	Chiba, EchoCoat	22 (0.7)	9
MCN 2206EC	Chiba, EchoCoat	22 (0.7)	15
MCN 2208EC	Chiba, EchoCoat	22 (0.7)	20

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecoméd@ecoméd.com.br](mailto:ecoméd@ecoméd.com.br)

Representante