


●●▶ Agulha Aspirativa Greene

Para biópsia e procedimentos diversos

Agulha com ponta tri-facetada que permite a aspiração de amostras citológicas e histológicas. Acompanha introdutor co-axial para múltiplos acessos.

Características:

- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia;
- ✓ Exclusiva trava de ajuste de profundidade;



Greene

Agulha Aspirativa Greene Com introdutor - Caixa com 10			
Número de catálogo	Descrição	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
MGN 2206X	Greene	22 (0.7)	15

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante