

●●▶ Agulha Aspirativa Trocar

Para biópsia e procedimentos diversos

Agulha com ponta Trocar que permite a aspiração de amostras citológicas e introdução de fio guias. Desenho da ponta permite uma trajetória reta sem desvios.

Características:

- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Exclusiva trava de ajuste de profundidade;



Trocar

Agulha Aspirativa Trocar Caixa com 10

Número de catálogo	Descrição	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
MTN 1806	Trocar	18 (1.2)	15
MTN 1808	Trocar	18 (1.2)	20

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante