

●●▶ Agulha de Biópsia Óssea Osty-Core™

Biópsia Óssea com precisão e qualidade

A exclusiva ponta geométrica da Agulha de Biópsia Osty-Core™ foi desenvolvida para proporcionar uma penetração precisa e recolher uma amostra com qualidade. Todas as agulhas são de 16g e são disponíveis em 3 comprimentos diferentes.

Características:

- ✓ Sistema “Twist-Lock” mantém o punho fechado durante a penetração;
- ✓ Possui conector Luer Lock;
- ✓ Bloqueador de profundidade ajustável e removível;
- ✓ Pode ser usado com agulha co-axiais;



Agulha com bloqueador removível



Agulha sem bloqueador



Mandril para explosão do fragmento

| Agulha de Biópsia Óssea Osty-Core™ Caixa com 10 | | | Agulha Introduzora Co-axial(Opcional) Caixa com 10 | | |
|--|---------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| Número de catálogo | Calibre em Ga. (mm) | Comprimento em cm | Número de catálogo | Calibre em Ga. (mm) | Comprimento em cm |
| OBN 16075 | 16 (1.6) | 7.5 | | | |
| OBN 16125 | 16 (1.6) | 12.5 | MCXS1610AX | 15 (1.8) | 4.6 |
| OBN 16165 | 16 (1.6) | 16.5 | MCXS1616AX | 15 (1.8) | 10.6 |

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante