

●●▶ Agulha de Biópsia ACN™ para Pro-Mag™ 2.2

Especificamente desenvolvidas para uso no Instrumento de Biópsia Pro-Mag™ 2.2


Agulhas de Biópsia de alta qualidade que proporcionam amostras histológicas para diagnóstico e caracterização de lesão suspeita.

Características:

- ✓ Gaveta de 17mm retira amostras em tamanhos suficientes para diagnóstico clínico;
- ✓ Espaçador exclusivo facilita a colocação da agulha no instrumento;
- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Todas agulhas possuem ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia
- ✓ Cores identificam o calibre da agulha;
- ✓ Disponíveis em vários calibres e comprimentos;
- ✓ Podem ser usadas em conjunto com agulhas co-axiais;



Exclusivo espaçador de agulha



Agulha para encaixe na Pro-Mag™ 2.2



Gaveta de amostra de 17mm

Agulha de Biópsia ACN™ para Pro-Mag™ 2.2 Caixa com 10			Agulha Introdutora Co-axial(Opcional) Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm	Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
ACN 1410MF	14 (2.0)	10	MCXS1410AX	13	4.6
ACN 1412MF	14 (2.0)	12			
ACN 1416MF	14 (2.0)	16	MCXS1416AX	13	10.6
ACN 1420MF	14 (2.0)	20			
ACN 1610MF	16 (1.6)	10	MCXS1610AX	15	4.6
ACN 1616MF	16 (1.6)	16	MCXS1616AX	15	10.6
ACN 1620MF	16 (1.6)	20			
ACN 1625MF	16 (1.6)	25			
ACN 1810MF	18 (1.2)	10	MCXS1810AX	17	4.6
ACN 1816MF	18 (1.2)	16	MCXS1816AX	17	10.6
ACN 1820MF	18 (1.2)	20	MCXS1820AX	17	14.6
ACN 1825MF	18 (1.2)	25			
ACN 1830MF	18 (1.2)	30			
ACN 2010MF	20 (0.9)	10	MCXS2010AX	19	4.9
ACN 2016MF	20 (0.9)	16	MCXS2016AX	19	10.9
ACN 2020MF	20 (0.9)	20			

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante