

●●▶ Agulha de Biópsia SACN™ para Pro-Mag™ 1.2

Especificamente desenvolvidas para uso no Instrumento de Biópsia Pro-Mag™ 1.2


Agulhas de Biópsia de alta qualidade que proporcionam amostras histológicas para diagnóstico e caracterização de lesão suspeita.

Características:

- ✓ Gaveta de 8mm para retirada de amostras;
- ✓ Espaçador exclusivo facilita a colocação da agulha no instrumento;
- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Todas agulhas possuem ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia;
- ✓ Cores identificam o calibre da agulha;
- ✓ Disponíveis em vários calibres e comprimentos;
- ✓ Podem ser usadas em conjunto com agulhas co-axiais que permitem múltiplos acessos;



Exclusivo espaçador de agulha



Agulha para encaixe na Pro-Mag™ 1.2



Gaveta de amostra de 8mm

Agulha de Biópsia SACN™ para Pro-Mag™ 1.2 Caixa com 10			Agulha Introdutora Co-axial (Opcional) Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm	Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
SACN 1408MF	14 (2.0)	8	MCXS1408SX	13 (2.3)	3.5
SACN 1412MF	14 (2.0)	12	MCXS1412SX	13 (2.3)	7.5
SACN 1416MF	14 (2.0)	16	MCXS1416SX	13 (2.3)	11.5
SACN 1608MF	16 (1.6)	8	MCXS1608SX	15 (1.8)	3.5
SACN 1612MF	16 (1.6)	12	MCXS1612SX	15 (1.8)	7.5
SACN 1616MF	16 (1.6)	16	MCXS1616SX	15 (1.8)	11.5
SACN 1808MF	18 (1.2)	8	MCXS1808SX	17 (1.4)	3.5
SACN 1812MF	18 (1.2)	12	MCXS1812SX	17 (1.4)	7.5
SACN 1816MF	18 (1.2)	16	MCXS1816SX	17 (1.4)	11.5
SACN 2008MF	20 (0.9)	8	MCXS2008SX	19 (1.0)	3.8
SACN 2012MF	20 (0.9)	12	MCXS2012SX	19 (1.0)	7.8
SACN 2016MF	20 (0.9)	16	MCXS2016SX	19 (1.0)	11.8

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante