

●●▶ Agulha de Biópsia UltraCORE™

Especificamente desenvolvidas para uso no Instrumento de Biópsia Bard® Magnum® e BIP High Speed

Agulhas de Biópsia de alta qualidade que proporcionam amostras histológicas para diagnóstico e caracterização de lesão suspeita. Disponíveis em vários calibres e comprimentos.

Características:

- ✓ Gaveta de 19mm para retirada de amostras;
- ✓ Exclusivo design aposenta os espaçadores obsoletos;
- ✓ Marcação de profundidade em centímetros;
- ✓ Ponta ecogênica para melhor visualização pela ultra-sonografia;
- ✓ Cores identificam o calibre da agulha;
- ✓ Podem ser usadas em conjunto com agulhas co-axiais;



Agulha de Biópsia UltraCORE™ Para de Magnum® e BIP High Speed Caixa com 10			Agulha Introdutora Co-axial(Opcional) Caixa com 10		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm	Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
7626 14 100	14 (2.0)	10	MCXS1410MX	13 (2.3)	4.3
7626 14 130	14 (2.0)	13			
7626 14 160	14 (2.0)	16	MCXS1416MX	13 (2.3)	10.3
7626 14 200	14 (2.0)	20			
7626 16 100	16 (1.6)	10	MCXS1610MX	15 (1.8)	4.3
7626 16 130	16 (1.6)	13			
7626 16 160	16 (1.6)	16	MCXS1616MX	15 (1.8)	10.3
7626 16 200	16 (1.6)	20			
7626 18 100	18 (1.2)	10	MCXS1810MX	17 (1.8)	4.3
7626 18 130	18 (1.2)	13			
7626 18 160	18 (1.2)	16	MCXS1816MX	17 (1.8)	10.3
7626 18 200	18 (1.2)	20	MCXS1820MX	17 (1.8)	14.3
7626 18 250	18 (1.2)	25			
7626 18 300	18 (1.2)	30			
7626 20 100	20 (0.9)	10	MCXS2010MX	19	4.3
7626 20 130	20 (0.9)	13			
7626 20 160	20 (0.9)	16	MCXS2016MX	19	10.3
7626 20 200	20 (0.9)	20			

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br