

●●▶ Agulha Chiba com ponta ecogênica

Agulha reutilizável com cânula externa de parede fina e mandril que combinados, formam ponta tipo Chiba. A mais comum das agulhas na radiologia, ela pode ser utilizada em todos os órgãos de tecido mole do corpo para biópsias citológica, punções de cistos ou injeções de contraste e anestesia. A ponta ecogênica permite melhor visualização pela ultra-sonografia.

Técnica: Posicionar a agulha na lesão de interesse, retirar o mandril e acoplar a seringa. Avançar a agulha para dentro da lesão aplicando pressão negativa na seringa.

Características:

- ✓ Possui ponta ecogênica;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Ponta biselada em 45°;



Agulha Chiba

Agulha Chiba com ponta ecogênica Caixa com 01		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
8005	22g (0,70)	6" (150)
8006	22g (0,70)	8" (200)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br