

●●▶ Agulha de amniocentese com ponta ecogênica

Agulha reutilizável usada para aspiração do líquido amniótico. A amniocentese é um método de diagnóstico pré-natal que consiste na aspiração trans-abdominal de uma pequena quantidade de fluido amniótico da bolsa amniótica que envolve o feto. Permite acoplar seringa luer-lock ou de bico.

Características:

- ✓ Possui ponta ecogênica;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Ponta biselada;



Agulha de amniocentese

Agulha de amniocentese Caixa com 01		
Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
8027	20g (0,89)	3 ½" (90)
8028	20g (0,89)	4" (100)
8029	20g (0,89)	6" (150)
8023	22g (0,70)	3 ½" (90)
8024	22g (0,70)	4" (100)
8025	22g (0,70)	6" (150)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br