


●●▶ Agulha de biópsia Franseen com ponta ecogênica

Agulha reutilizável com cânula externa de parede fina e mandril com ponta tipo Franseen. Tal ponta se assemelha a uma ponta trocar, mas quando o mandril é retirado a cânula apresenta um formato de coroa com 3 pontas. Pode ser usada tanto para biópsia citológica quanto histológica em todos os órgãos do corpo.

Técnica: Posicionar a agulha na lesão de interesse, retirar o mandril e acoplar a seringa criando pressão negativa. Avançar a agulha para dentro da lesão com movimento rotatório.

Características:

- ✓ Possui ponta ecogênica;
- ✓ Reutilizável feita em aço inoxidável;
- ✓ Ponta trifacetada;



Agulha Franseen com ponta ecogênica

Agulha de biópsia Franseen com ponta ecogênica

Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
8009	22g (0,70)	6" (150)
8010	20g (0,89)	6" (150)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br