

●●▶ Agulha de biópsia Turner com ponta ecogênica

Agulha reutilizável modificada do modelo Menghini. Possui cânula externa de parede fina e ponta biselada e mandril com ponta tipo Trocar. Desenvolvida para coleta de amostras histológicas preferencialmente no fígado e outros órgão mais duros e eventualmente no pulmão. O formato da ponta é trifacetado como uma Trocar e a cânula tem um corte de angulado de 45°.

Técnica: Posicionar a agulha na lesão de interesse, retirar o mandril e acoplar a seringa criando pressão negativa. Avançar a agulha para dentro da lesão com movimento rotatório.

Características:

- ✓ Possui ponta ecogênica;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Ponta trocar;



Agulha Turner com ponta ecogênica

Agulha de biópsia Turner com ponta ecogênica Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
8015	20g (0,89)	6" (150)
8016	16g (1,60)	6" (100)
8017	16g (1,60)	6" (150)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecommed@ecommed.com.br