

# Agulha de biópsia Westcott

Agulha reutilizável composta por 2 partes na qual a cânula possui uma pequena abertura perto da extremidade para proporcionar maior coleta de amostra citológica e/ou histológica. Própria para biópsia de lesões pulmonares e de fígado.

Técnica: Posicionar a agulha na lesão de interesse, retirar o mandril e acoplar a seringa criando pressão negativa. Fazer um movimento de vai-vem com a agulha para dentro da lesão.

#### Características:

- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Abertura para coleta histológica e citológica;
- ✓ Ponta biselada;



Ponta da agulha Westcott

#### Agulha de biópsia Westcott Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
7826	22g (0,70)	5 ½" (100)
7827	22g (0,70)	7 5/16" (100)
7828	20g (0,89)	3 ½" (150)
7829	20g (0,89)	5 ½" (50)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomed.com.br