


# ●●▶ Agulha de biópsia de medula óssea Osgood

Agulha reutilizável tipo Osgood utilizada para realização de mielograma pela aspiração da medula óssea. Devido ao seu reduzido calibre e comprimento é indicada para punções no osso do esterno e para uso pediátrico. Possui conector luer-lock para acoplar seringa e ponta extremamente cortante para passar o osso cortical.

#### Características:

- ✓ Desenho ergonômico;
- ✓ Feita em aço inoxidável;



Osgood

#### Agulha de biópsia de medula óssea Osgood Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
7555	19g (1,08)	1/2" (12)
7556	18g (1,60)	1" (25)
7557	16g (1,60)	1 5/16" (33)

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
www.ecomed.com.br  
ecomed@ecomed.com.br