


●●▶ Agulha de biópsia de medula óssea tipo Jamshidi

Agulha reutilizável utilizada para biópsia de medula óssea na crista ilíaca, no esterno ou na tíbia (uso pediátrico). Desenvolvida para colher uma grande quantidade de medula, possui um desenho ergonômico que proporciona mais conforto ao usuário. Também pode ser utilizada para biópsia óssea. Possui conector luer-lock para acoplar uma seringa e ponta extremamente cortante.

Características:

- ✓ Desenho ergonômico para facilitar o manuseio;
- ✓ Feita em aço inoxidável;
- ✓ Possui extrator de amostra;



Detalhe da ponta

Agulha de biópsia de medula óssea tipo Jamshidi Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)	Indicado para uso:
7834	8g (4,20)	4" (100)	Adulto
7835	11g (3,00)	4" (100)	Adulto
7836	11g (3,00)	6 (150)	Obeso
7837	13g (2,40)	2" (50)	Pediátrico
7838	13g (2,40)	3" (75)	Pediátrico

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br