

●●▶ Agulha de Biópsia de Medula Óssea SnareLok™

Melhor qualidade e menor risco de perda do fragmento

A agulha de biópsia de medula óssea SnareLok™ utiliza um exclusivo mecanismo de captura que colhe um specimen intacto e cilíndrico com um mínimo de fragmentação e preservando a estrutura celular. O uso da SnareLok elimina a necessidade de deflexão da agulha proporcionando mais conforto ao paciente e ao médico. A combinação destas características mais a ponta "Double Diamond" e seu punho ergonômico, fazem desta a agulha a solução mais moderna para as biópsias de medula óssea.

Características:

- ✓ Design patenteado do SnareLok localizado dentro da ponta da agulha permite a captura de amostras intactas;
- ✓ Sistema de captura elimina a necessidade de deflexão da agulha;
- ✓ Punho ergonômico permite aplicação de força com mínimo de fadiga à mão;
- ✓ Punho "Twist Lock" mantém conjunto do punho firmemente junto durante a penetração;
- ✓ Exclusiva ponta "Double Diamond" para facilitar a penetração na cavidade medular;
- ✓ Canula com corte "Twin Peaks" proporciona excelente corte da medula;



SnareLok™



Ponta tipo "Double Diamond" e cânula cortante "Twin Peaks"



Ponta SnareLock

Agulha de Biópsia de Medula Óssea SnareLok™ Caixa com 10

Número de catálogo	Calibre em GA.	Comprimento em cm
820008400SL	8	10.2
820008600SL	8	15.2
820011400SL	11	10.2
820011600SL	11	15.2
820013200SL	13	6.3
820013300SL	13	7.6

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br