



# Agulha de Transplante de Medula Óssea Com orifícios laterais

*Estabilidade e segurança no transplante de medula óssea*

A combinação do punho ergonômico "Twist Lock" com a ponta do estilete "Double Diamond", proporciona uma rápida e fácil penetração na cavidade medular. O punho é confortável mesmo sem o mandril encaixado aumentando o torque sem contudo fatigar a mão.

#### Características:

- ✓ Exclusiva ponta "Double Diamond" desenvolvida para rápido e preciso acesso à cavidade da medula;
- ✓ Cânula da agulha com corte "Twin-Peaks" que proporciona melhor corte;
- ✓ Grandes orifícios laterais permitindo farta coleta de medula;
- ✓ Sistema "Twist Lock" mantém o punho travado durante a penetração;
- ✓ Punho ergonômico que permite ao médico aplicar pressão sem fatigar a mão;
- ✓ Conector Luer Lock para firme acoplagem da seringa;



Punho com design ergonômico "Twist Lock"



Cânula de corte "Twin Peaks" com orifícios laterais

#### Agulha de Transplante de Medula Óssea com orifícios laterais Caixa com 10

Número de catálogo	Calibre em GA.	Comprimento em cm
BMHN1104VX	11	10.16
BMHN1304VX	13	10.16

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecoméd@ecoméd.com.br](mailto:ecoméd@ecoméd.com.br)