

●●▶ Agulha de Localização de Nódulo com Fio “D”

Com exclusivo fio com formato em D

O fio no formato em “D” proporciona um aumento significativo na resistência a corte do fio e conseqüentemente reduz o risco de deslocamento. A ponta do anzol é soldada para aumentar sua resistência e ancoragem.

Características:

- ✓ Marcação centimetrada proporciona posicionamento ideal;
- ✓ Canhão de boca larga para fácil introdução do fio;
- ✓ Exclusivo fixador para pele previne deslocamento do fio;
- ✓ Fio possui marcação em 2 pontos:
 - I indica que a extremidade do fio está posicionado na ponta da agulha
 - II indica que o anzol se soltou definitivamente
- ✓ Agulha que permite a injeção de contraste ou aspiração de fluidos;
- ✓ Aumento considerável da resistência à corte;



Marcação no fio



Anzol soldado



Fixador para pele

Agulha de Localização de Nódulo com Fio “D” Caixa com 10

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
BLND2003	20 (0.9)	3.0
BLND2005	20 (0.9)	5.0
BLND20075	20 (0.9)	7.5
BLND2010	20 (0.9)	10.0
BLND2015	20 (0.9)	12.5

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante