

Agulha de Localização de Nódulo Accura™ II

Agulha do tipo Sadowsky™ com cânula

Esta agulha é normalmente a preferida dos cirurgiões. Uma exclusiva cânula rígida de 23ga. de calibre acompanha a agulha. Esta cânula é colocada por cima do fio metálico pelo cirurgião para indicar o curso do fio, proporcionando uma área palpável e prevenindo o corte acidental do fio. Disponível em 5 comprimentos diferentes.

Características:

- ✓ Marcação centimetrada proporciona posicionamento ideal;
- ✓ Canhão de boca larga para fácil introdução do fio;
- ✓ Exclusivo fixador para pele previne deslocamento do fio;
- ✓ Fio possui marcação em 2 pontos:
 - I indica que a extremidade do fio está posicionado na ponta da agulha
 - II indica que o anzol se soltou definitivamente
- ✓ Agulha que permite a injeção de contraste ou aspiração de fluidos;
- ✓ Acompanha cânula rígida



Marcação no fio



Anzol tradicional



Cânula rígida

Agulha de Localização de Nódulo Accura™ II

Caixa com 10

Número de catálogo	Descrição	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em cm
266030	Com cânula rígida de 23 ga.	20 (0.9)	3.0
266050	Com cânula rígida de 23 ga.	20 (0.9)	5.0
266075	Com cânula rígida de 23 ga.	20 (0.9)	7.5
266100	Com cânula rígida de 23 ga.	20 (0.9)	10.0
266125	Com cânula rígida de 23 ga.	20 (0.9)	12.5

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante