

●●▶ Agulha para fertilização in-vitro Strasbourg-Fairfax

Agulha reutilizável especialmente desenvolvida para a crescente demanda de procedimentos de fertilização in-vitro. O longo comprimento desta agulha permite o uso de transdutores endovaginais com guia de biópsia para alcançar o ovário da paciente e remover os óvulos. Com ponta biselada extremamente afiada para fácil introdução. Adaptador para seringa luer-lock ou de bico para efetuar a aspiração.

Características:

- ✓ Possui ponta ecogênica;
- ✓ Reutilizável feita em aço inoxidável;



Detalhe da ponta

Agulha para fertilização in-vitro Strasbourg-Fairfax

Caixa com 01

Número de catálogo	Calibre em Ga. (mm)	Comprimento em Pol. (mm)
7389	17g (1,40)	12 ½" (320)

Sujeito à disponibilidade de estoque.

Representante



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br