

# Catéter Foley 100% Silicone de 2 vias

## Modelos Standard

O catéter Foley da Fortunemed é fabricado com 100% de silicone grau médico o que proporciona superior biocompatibilidade. Portanto reduz o risco de rejeição, além de aumentar o tempo de uso. Seu balão quando inflado é macio e uniforme e se adapta perfeitamente à bexiga do paciente.

### Características:

- ✓ Tubo transparente permite visualização do fluido;
- ✓ Linha radiopaca possibilita a observação por Raio-X;
- ✓ Ponta arredondada minimiza trauma ao paciente;



Catéter Foley de duas vias

### Catéter Foley 100% silicone 2 vias 5cc Caixa com 10

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Agulha Ga. mm
1822-0512	12Fr	5cc	42
1822-0514	14Fr	5cc	42
1822-0516	16Fr	5cc	42
1822-0518	18Fr	5cc	42
1822-0520	20Fr	5cc	42
1822-0522	22Fr	5cc	42
1822-0524	24Fr	5cc	42
1822-0526	26Fr	5cc	42

### Catéter Foley 100% silicone 2 vias 30cc Caixa com 10

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Agulha Ga. mm
1823-0514	14Fr	30cc	42
1823-0516	16Fr	30cc	42
1823-0518	18Fr	30cc	42
1823-0520	20Fr	30cc	42
1823-0522	22Fr	30cc	42
1823-0524	24Fr	30cc	42
1823-0526	26Fr	30cc	42

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecoméd@ecoméd.com.br](mailto:ecoméd@ecoméd.com.br)

Representante