

Catéter Foley 100% Silicone de 2 vias

Modelo Feminino

O catéter Foley da Fortunemed é fabricado com 100% de silicone grau médico o que proporciona superior biocompatibilidade. Portanto reduz o risco de rejeição, além de aumentar o tempo de uso. Seu balão quando inflado é macio e uniforme e se adapta perfeitamente à bexiga do paciente.

Características:

- ✓ Tubo transparente permite visualização do fluido;
- ✓ Linha radiopaca possibilita a observação por Raio-X;
- ✓ Ponta arredondada minimiza trauma ao paciente;



Catéter Foley de duas vias feminino

Catéter Foley 100% silicone Feminino 2 vias Caixa com 10

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Agulha Ga. mm
1824-0512	12Fr	5cc	22
1824-0514	14Fr	5cc	22
1824-0516	16Fr	5cc	22
1824-0518	18Fr	5cc	22
1824-0520	20Fr	5cc	22
1824-0522	22Fr	5cc	22
1824-0524	24Fr	5cc	22
1824-0526	26Fr	5cc	22

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecoméd@ecoméd.com.br

Representante