

# ●●▶ Catéter Foley 100% Silicone de 3 vias

## Para uso pos-cirúrgico da próstata

O catéter Foley da Fortunemed é fabricado com 100% de silicone grau médico o que proporciona superior biocompatibilidade. Portanto reduz o risco de rejeição, além de aumentar o tempo de uso. Seu balão quando inflado é macio e uniforme e se adapta perfeitamente à bexiga do paciente. As 3 vias do catéter serve para irrigação de líquido para dentro > da bexiga e possui uma tampa.

### Características:

- ✓ Tubo transparente permite visualização do fluido;
- ✓ Linha radiopaca possibilita a observação por Raio-X;
- ✓ Ponta arredondada minimiza trauma ao paciente;



Catéter Foley de 3 vias

Catéter Foley 100% silicone 3 vias Caixa com 10			
Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Agulha Ga. mm
1830-0514	14Fr	30cc	42
1830-0516	16Fr	30cc	42
1830-0518	18Fr	30cc	42
1830-0520	20Fr	30cc	42
1830-0522	22Fr	30cc	42
1830-0524	24Fr	30cc	42
1830-0526	26Fr	30cc	42

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecoméd@ecoméd.com.br](mailto:ecoméd@ecoméd.com.br)

Representante