

Catéter Foley 100% Silicone Balão Integrado

Catéter de 2 vias que reduz fricção na uretra

O catéter Foley da Fortunemed é fabricado com 100% de silicone grau médico o que proporciona superior biocompatibilidade. Portanto reduz o risco de rejeição, além de aumentar o tempo de uso. Seu balão quando inflado é macio e uniforme e se adapta perfeitamente à bexiga do paciente. Além disso o balão integrado ao catéter minimiza o desconforto do paciente durante a cateterização, pois o balão está integrado no corpo do catéter.

Características:

- ✓ Superfície lisa facilita a introdução;
- ✓ Balão integrado reduz o desconforto do paciente;
- ✓ Reduz o acúmulo de sedimento da urina;
- ✓ Tubo transparente permite visualização do fluido;
- ✓ Linha radiopaca possibilita a observação por Raio-X;
- ✓ Ponta arredondada minimiza trauma ao paciente;



Catéter Foley de duas vias



Comparação balão normal/integrado

Catéter Foley 100% silicone 2 vias Balão Integrado Caixa com 10

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Agulha Ga. mm
4822-0512	12Fr	5cc	42
4822-0514	14Fr	5cc	42
4822-0516	16Fr	5cc	42
4822-0518	18Fr	5cc	42
4822-0520	20Fr	5cc	42
4822-0522	22Fr	5cc	42
4822-0524	24Fr	5cc	42
4822-0526	26Fr	5cc	42

Sujeito à disponibilidade de estoque.



Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
ecomed@ecomed.com.br

Representante