



# Catéter Foley 100% Silicone Balão Integrado Tiemann

*Catéter de 2 vias que reduz fricção na uretra*

O catéter Foley da Fortunemed é fabricado com 100% de silicone grau médico o que proporciona superior biocompatibilidade. Portanto reduz o risco de rejeição, além de aumentar o tempo de uso. Seu balão quando inflado é macio e uniforme e se adapta perfeitamente à bexiga do paciente. Além disso o balão integrado ao catéter minimiza o desconforto do paciente durante a cateterização, pois o balão está integrado no corpo do catéter.

#### Características:

- ✓ Superfície lisa facilita a introdução;
- ✓ Balão integrado reduz o desconforto do paciente;
- ✓ Reduz o acúmulo de sedimento da urina;
- ✓ Tubo transparente permite visualização do fluido;
- ✓ Linha radiopaca possibilita a observação por Raio-X;
- ✓ Ponta arredondada minimiza trauma ao paciente;



Catéter Foley ponta Tiemann



Comparação balão normal/integrado

#### Catéter Foley 100% silicone 2 vias Balão Integrado Tiemann Caixa com 10

Número de catálogo	Catéter em Fr.	Tamanho em cm	Agulha Ga. mm
4856-0212	12Fr	5cc	42
4856-0214	14Fr	5cc	42
4856-0216	16Fr	5cc	42
4856-0218	18Fr	5cc	42
4856-0220	20Fr	5cc	42
4856-0222	22Fr	5cc	42
4856-0224	24Fr	5cc	42

Sujeito à disponibilidade de estoque.



**ecoméd**  
medicina de ponta a ponta

Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107  
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel: (21) 2558-1960  
Fax: (21) 2558-2543  
[www.ecomed.com.br](http://www.ecomed.com.br)  
[ecoméd@ecoméd.com.br](mailto:ecoméd@ecoméd.com.br)

Representante