

Evacuador de Ellik

Evacuador CollectEVAC®
Sistema seguro para cirurgias prostáticas

O CollectEVAC foi desenvolvido para fazer tanto a irrigação quanto a aspiração dos resíduos de tecido da próstata durante uma RTU. Seu sistema de trava evita que haja vazamento e conseqüentemente contaminação. Possui internamente um copo coletor de resíduos que ao ser retirado pode ser facilmente transferido para um recipiente maior de análise patológica. A capacidade do evacuador é de 428ml e seu copo permite o acúmulo de até 82 ml.

Conecta em resectoscópios da marca Storz e ACMI.

Características

- ✓ Fácil manipulação;
- ✓ Leve por ser de alumínio;
- ✓ Permite uso de seringa de 10 ou 20ml;
- ✓ Pode ser autoclavável.



CollectEVAC

Nº do Catálogo	Descrição
610-954	Evacuador de Ellik CollectEVAC com tubo e conector



ecomed
medicina de ponta a ponta

Lgo. Do Machado, 54 Conj. 105 - 107
CEP 22221-020 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2558-1960
Fax: (21) 2558-2543
www.ecomed.com.br
[ecomед@ecomед.com.br](mailto:ecomed@ecomед.com.br)

Representante