

# CHIBA

## Cânulas de biópsia aspirativa

Especialidade: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | SAÚDE DA MULHER | SAÚDE DO HOMEM | UROLOGIA | ANESTESIA | Marca: ARGON | Produto: BIÓPSIA ASPIRATIVA



Cânula de biópsia Chiba para coleta de amostras de avaliação citológica. Permite também a injeção de contraste e a introdução de fio guia de 0.035". Disponível com e sem ponta ecogênica.

Referência	Medida	Descrição
MCN1803	18ga. X 9 cm.	—
MCN1806	18ga. X 15 cm.	—
MCN1808	18ga. X 20 cm.	—
MCN2003	20ga. X 9 cm.	—
MCN2006	20ga. X 15cm.	—
MCN2008	20ga. X 20 cm.	—
MCN2203	22ga. X 9 cm.	—
MCN2206	22ga. X 15cm.	—
MCN2208	22ga. X 20 cm.	—
MCN1803US	18ga. X 9 cm.	Ponta Ecogênica
MCN1806US	18ga. X 15 cm.	Ponta Ecogênica
MCN1808US	18ga. X 20 cm.	Ponta Ecogênica
MCN2003US	20ga. X 9 cm.	Ponta Ecogênica
MCN2006US	20ga. X 15cm.	Ponta Ecogênica

MCN2008US	20ga. X 20 cm.	Ponta Ecogênica
MCN2203US	22ga. X 9 cm.	Ponta Ecogênica
MCN2206US	22ga. X 15cm.	Ponta Ecogênica
MCN2208US	22ga. X 20 cm.	Ponta Ecogênica