

Protetor para transdutor laparoscópico

Especialidade: OUTRAS ESPECIALIDADES | Marca: CIVCO | Produto: CAPAS PARA ULTRASSOM



Esta capa protetora foi projetada com design exclusivo para vestir facilmente transdutores laparoscópicos de 10 milímetros. Possui 244 centímetros de comprimento para garantir a cobertura de todo o cabo do transdutor, proporcionando um ambiente estéril e evitando contaminação cruzada. As capas são embaladas separadamente e acompanham lubrificante e grampos para fixação.

Características:

- Desenvolvida para vestir perfeitamente o transdutor laparoscópico;
- Embalada no formato dobra telescópica que facilita o manuseio;
- Possui 244 cm. De comprimento para garantir a cobertura de todo o cabo e manter o ambiente estéril;
- Acompanha lubrificante cirúrgico e grampos para melhor fixação do protetor.

Referência	Medida
610-941	15,2 X 244 cm.