

TECHNA-CUT™

Agulha de biópsia aspirativa

Especialidade: SAÚDE DA MULHER | SAÚDE DO HOMEM | UROLOGIA | ANESTESIA | Marca: ARGON |
Produto: BIÓPSIA ASPIRATIVA



A Techna-Cut™ foi desenvolvida para a realização de biópsias de qualidade em tecidos moles.

Sua ponta tipo Trocar possibilita fácil penetração promovendo o mínimo de dano ao tecido. O corte preciso da cânula da agulha contribui para a retirada de uma amostra intacta.

Possui mandril preso no êmbolo e seringa com trava que auxiliam no controle da aspiração.

Características:

- Exclusivo design, com trava no êmbolo da seringa, facilita a obtenção de amostra;
- Marcação de profundidade em centímetros;
- Ponta ecogênica que facilita a visualização através do ultrassom;
- Mandril preso no êmbolo evita a perda de material para dentro da seringa.

Referência	Medida
TCBN1607X	16ga. X 07cm.
TCBN1610X	16ga. X 10 cm.
TCBN1615X	16ga. X 15 cm.
TCBN1807X	18ga. X 07 cm.
TCBN1810X	18ga. X 10 cm.
TCBN1812X	18ga. X 12 cm.
TCBN1815X	18ga. X 15 cm.
TCBN2107X	21ga. X 07 cm.
TCBN2110X	21ga. X 10 cm.
TCBN2115X	21ga. X 15 cm.
TCBN2306X	23ga. X 06 cm.