

Instrumento de biópsia Pro-Mag™ Ultra



O instrumento de biópsia Pro-Mag™ Ultra pode ser facilmente armado utilizando um sistema de alavanca e é ideal para procedimentos guiados por ultrassom. Suas características como facilidade de manuseio, força do disparo e confiabilidade no funcionamento tornam a Pro-Mag™ Ultra o campeão de vendas em instrumentos de biópsia no Brasil. Funciona melhor com o uso das agulhas de biópsia Pro-Mag™ Ultra que proporcionam uma combinação ideal para procedimentos de biópsia em tecidos moles como próstata, mama, fígado e rim entre outros.

Quando utilizada em conjunto com agulha coaxial pode ser também utilizada para biópsia guiada por tomografia.

Características

- Avanço de 25 mm;
- Fácil de armar utilizando sistema de alavanca;
- Gatilhos posicionados na frente e atrás;
- Trava de segurança que impede o disparo acidental;
- Retirada das amostras sem extrair a agulha do instrumento;
- Pode ser esterilizado pelos métodos convencionais;
- Indicada para biópsias de próstata, mama, fígado e rim.

Referência	Avanço	Descrição	Unidade
7675	25 mm	Instrumento de biópsia Pro-Mag™ Ultra	1

