


Introdutor Percutâneo

Arrow



Conjunto de Introdutor Percutâneo

Kit para punção de introdutor tipo bainha.

Indicações de Uso

Proporciona o acesso de outros dispositivos em veias e/ou artérias para uma grande variedade de procedimentos diagnósticos e terapêuticos.

Características:

- Cateter em poliuretano radiopaco com superfície hidrofílica;
- Válvula de hemostasia integral com anel de sutura;
- Bainha com porta lateral;
- Stopcok de 3 vias (torneira);
- Seringa de Raulerson com 5cc com êmbolo vazado e valvulado, tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que encaixa no êmbolo;
- Sistema Advancer e suporte de fio guia;
- Agulha introdutora e dilatador de tecidos;
- Guia metálico com uma ponta reta e outra em J.

Introdutor Percutâneo Arrow – caixa com 10 unidades

Referência	Diâmetro Externo	Comprimento	Cor do Hub
CW - 08503	5Fr	7,5cm	Cinza
CW - 08603	6Fr	11cm	Verde
CW - 08703	7Fr	11cm	Laranja
CW - 08803	8Fr	11cm	Azul

Reg. Anvisa nº 80117580533