


## Cateter Venoso Central AGB+

Arrow

USO: Adulto



Protegido pela  
Tecnologia Arrowg+ard®

### ARROW G+ard Blue PLUS

Consiste numa combinação patentada de Clorexidina e Sulfadiazina de prata que se destina a conferir proteção contra infecções de corrente sanguínea relacionada ao cateter, seja por Gram-positivo, Gram-negativo e/ou Fungos, tanto na via intra ou extra luminal.

#### Indicações de Uso

ANVISA, 2017: "Usar cateteres centrais empregnados de Clorexidina /Sulfadiazina de prata de Segunda geração (CSII) em pacientes adultos internados em unidade de terapia intensiva (I)."

#### Características:

- Cateter em poliuretano tipo II radiopaco, ponta afunilada e atraumática;
- Sistema Advancer® e suporte de fio guia;
- Seringa de Raulerson® de 5cc com êmbolo vazado e valvulado;
- Clamp duplo de fixação do cateter integrado;
- Clamp de fixação adicional;
- Extensão em sua extremidades e clamps;
- Agulha introdutora e dilatador de tecidos;
- Guia metálico com uma ponta reta e outra em J e marcações no corpo do fio.

### Cateter Venoso Central AGB+ - Arrow

Referência	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Comprimento	Lúmens	ANVISA
CV - 47702-E	7Fr	14Ga/18Ga	20cm	Duplo	80117580713
CV - 42703-E	7Fr	16Ga/18Ga/18Ga	16cm	Triplo	80117580740
CV - 45703-E	7Fr	16Ga/18Ga/18Ga	20cm	Triplo	80117580737