

OnControl® Biópsia de Lesões Óssea Arrow



Biópsia de Lesões Óssea OnControl®

O Sistema preciso de biópsia de lesões ósseas OnControl® é o primeiro grande avanço nos procedimentos de biópsia de osso e medula óssea em mais de 40 anos, proporcionando a capacidade de se obter amostras de alta qualidade de uma maneira eficaz, segura e rápida, até mesmo no osso compacto. A agulha para biópsia de lesão óssea foi desenvolvida especificamente para a realização de diversas biópsias ósseas a partir de uma única entrada cortical.

Características:

- Radiação reduzida para o paciente e o operador,
- Controle aprimorado para lesões de acesso difícil,
- Acesso rápido a lesões ósseas complexas,
- Controle Preciso com clara visibilidade por meio de fluoroscopia,
- Alta Qualidade amostra do núcleo da biópsia com rapidez e consistência,
- Tempo de procedimento 55% mais rápido para aumentar a eficiência.

OnControl® Biópsia de Lesão Óssea

Referência	Agulha de Acesso		Agulha de Biópsia	
	Calibre G	Comp. cm	Calibre G	Comp. cm
9461-CV-006	10	15	12	19
9462-CV-006	11	15	13	19
9463-CV-006	10	10	12	14
9464-CV-006	11	10	13	14
9465-CV-006	10	06	12	10
9466-CV-006	11	06	13	10