


SKATER™

Kit de micro punção

Especialidade: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | Marca: ARGON | Produto: CATETERES PARA DRENAGEM



O conjunto de acesso percutâneo Skater™ foi desenvolvido com o intuito de promover simples, precisa e atraumática colocação de fio guia 0,035” ou 0,038” em procedimentos não vasculares.

Possui revestimento hidrofílico que facilita a introdução, proporcionando uma leve transição de 4 à 6fr.

Acompanha agulha de 21ga. X 15 cm., fio guia de 0,018” X 80 cm. em nitinol, e bainha introdutora coaxial de 6fr. X 18 cm.

Características:

- Agulha fina de 21ga minimiza a lesão aos tecidos;
- Acomoda simultaneamente um fio guia 0,018” e 0,038”;
- Marcador radiopaco na ponta da bainha para melhor visualização;

Referência	Fio guia	Agulha
651506300	0,018”	Trocar

