

## NEO-HYDRO


### Cateter de drenagem geral com trava

Especialidade: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | UROLOGIA | Marca: BIOTEQUE | Produto: CATETERES PARA DRENAGEM



Desenvolvido para drenagem de coleções abdominais, o cateter para drenagem geral Neo-Hydro utiliza a técnica de punção direta, tornando o procedimento mais rápido e menos traumático.

Possui grandes orifícios ao longo do “pigtail” que maximizam o fluxo da drenagem, além do revestimento hidrofílico que facilita a introdução.



#### Características:

- Revestimento hidrofílico que facilita a introdução;
- Trava do pigtail proporciona alta fixação;

- Grandes orifícios para drenagem.

Referência	Medida
BT-PD1-0620-W	6fr. X 20 cm.
BT-PD1-0725-W	7fr. X 25 cm.
BT-PD1-0825-W	8fr. X 25 cm.
BT-PD1-1025-W	10fr. X 25 cm.
BT-PD1-1225-W	12fr. X 25 cm.
BT-PD1-1425-W	14fr. X 25 cm.