

DUO SYSTEM

Cânula de marcação pré-cirúrgica para Ressonância Magnética

Especialidade: SAÚDE DA MULHER | Marca: SOMATEX | Produto: AGULHAS PARA MARCAÇÃO PRÉ-CIRURGICA



A cânula para marcação pré-cirúrgica Duo System foi desenvolvida para localização precisa de nódulos não palpáveis de mama através da ressonância magnética.

Seu formato em “gancho duplo” permite que o fio seja facilmente puxado de volta e reposicionado, caso haja necessidade. Além disso, o formato multifilamento proporciona ao fio resistência e flexibilidade.

Características:

- Compatível com ressonância magnética;
- Fio com dupla ancoragem e reposicionável;
- Fio multifilamento que garante maior resistência e flexibilidade;
- Marcações no fio indicam quando está fora da cânula.

Referência	Medida
601607	20ga. X 5 cm.
601609	20ga. X 9 cm.
601611	20ga. X 12 cm.