


LORAD

Guia de agulha para estereotaxia

Especialidade: SAÚDE DA MULHER | Marca: ARGON | Produto: GUIA DE AGULHA



As guias de agulha Lorad foram desenvolvidas para uso em conjunto com os equipamentos de estereotaxia StereoLoc™ II da Lorad com a finalidade de auxiliar o usuário na precisa colocação de agulhas de marcação de nódulos ou agulhas de biópsia na mama.

Com 3 modelos diferentes permitem a realização de todos os procedimentos percutâneos na mamografia.

Características:

- Guia estéril que acopla no equipamento de estereotaxia StereoLoc™ II;
- Cores ajudam a identificar a agulha que será utilizada em conjunto;
- Modelos de 16 a 19ga. e 20 a 22ga possuem 2 guias em cada embalagem.

Referência	Medida	Modelo
LNGC14GX	14ga.	Fechada
LNGC1619PX	16 a 19ga.	Fechada
LNGC2022YX	20 a 22ga.	Fechada
LNGO2022YX	20 a 22ga.	Aberta