


Cateter Venoso Central

Arrow



Conjunto de Cateterização Venosa Central

Kit para inserção de cateter venoso, por técnica de Seldinger.

Indicações de Uso

O cateter venoso Arrow está indicado para facultar um acesso venoso central a curto prazo.

Características:

- Cateter em poliuretano tipo II radiopaco, ponta funilada e atraumática;
- Sistema Advancer® e suporte de fio guia;
- Seringa de Raulerson® com 5cc com êmbolo vazado e valvulado, tendo uma cânula metálica fenestrada para o refluxo que encaixa no êmbolo;
- Clamp duplo de fixação do cateter;
- Extensão em sua extremidade e clamp;
- Agulha introdutora e dilatador de tecidos;
- Guia metálico com uma ponta reta e outra em J.

Cateter Venoso Central Arrow – Caixa com 05 unidades

Referência	Diâmetro Externo	Diâmetro Interno	Comprimento	Lúmens
CV – 15703-E	7Fr	16Ga/18Ga/18Ga	20cm	Triplo
CV – 17702-E	7Fr	14Ga/18Ga	20cm	Duplo

Reg. Anvisa nº 10296490006