


ION

Agulha para biópsia de medula óssea infantil

Especialidade: HEMATOLOGIA | Marca: ARGON | Produto: BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA



A agulha para aspiração de medula óssea infantil é ideal para fácil e eficiente aspiração da medula em pacientes infantis. Além disso, pode ser utilizada para acesso às cavidades da medula para a realização da infusão de ressuscitação.

Características:

- Agulha com 18ga. De calibre e parede grossa para suportar as pressões da introdução;
- Ponta tipo Trocar que facilita a penetração;
- O adaptador “Luer-Lock” permite acoplar uma seringa;
- Permite a realização de punção ou infusão intraóssea.

Referência	Medida
ION18015	18ga. X 3,58 cm.