



O Kit Cateter de drenagem Multipropósito NS destina-se a drenagem utilizando a técnica Seldinger.

Indicações de Uso

Desenvolvido para utilização na drenagem geral (drenagem de cistos, abscessos, hematomas, exsudatos pleurais, pleuracenteses, paracenteses, ascite, vesícula e nefrostomias) e aplicações em drenagem biliar.

Características

- ❖ Cateter com revestimento hidrofílico facilita a inserção;
- ❖ Os grandes orifícios aumentam a capacidade de drenagem;
- ❖ Material radiopaco permite visualização por Raio-X;
- ❖ Cânula metálica dá rigidez e agulha trocar permite punção direta na área a ser drenada;
- ❖ Marcação centimetrada;
- ❖ A corda do sistema de segurança de bloqueio fornece forte fixação do pigtail.

Especificações e características técnicas

Componentes	Composição
Cateter de drenagem	Poliuretano termoplástico (anel radiopaco: Platina)
Cânula flexível	Nylon
Cânula rígida	Aço Inox 304 SS
Agulha 18g	Aço Inox 304 SS
Fio guia 0,035''	PTFE (politetrafluoroetileno) + aço inoxidável
Adesivo de fixação	Hidrocolóide (seda artificial + polímero TPU + polietileno)
Dilatador	Polietileno

Esterilização: Óxido de Etileno

Validade: 3 anos

Kit Cateter de Drenagem Multipropósito Malecot NS			
Bioteque - Caixa com 05 unidades do Kit composto por: 1cateter de drenagem c/ retificador + 1 cânula flexível + 1 cânula rígida + 1 agulha 18g + 1 fio guia 0,035'' + 1 adesivo de fixação e Dilatadores.			
N° de Catálogo	Tamanho Cateter		Tamanho dos Dilatadores
	Fr	cm	
BT-PDS-0620-W-NS	06	20	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0625-W-NS	06	25	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0630-W-NS	06	30	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0635-W-NS	06	35	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0640-W-NS	06	40	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0720-W-NS	07	20	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0725-W-NS	07	25	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0730-W-NS	07	30	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0735-W-NS	07	35	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0740-W-NS	07	40	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0820-W-NS	08	20	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0825-W-NS	08	25	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0830-W-NS	08	30	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0835-W-NS	08	35	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0840-W-NS	08	40	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0920-W-NS	09	20	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0925-W-NS	09	25	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0930-W-NS	09	30	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0935-W-NS	09	35	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0940-W-NS	09	40	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-1020-W-NS	10	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1025-W-NS	10	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1030-W-NS	10	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1035-W-NS	10	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1040-W-NS	10	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1220-W-NS	12	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr

BT-PDS-1225-W-NS	12	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1230-W-NS	12	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1235-W-NS	12	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1240-W-NS	12	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1420-W-NS	14	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1425-W-NS	14	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1430-W-NS	14	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1435-W-NS	14	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1440-W-NS	14	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1620-W-NS	16	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1625-W-NS	16	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1630-W-NS	16	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1635-W-NS	16	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1640-W-NS	16	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr

Reg. ANVISA n° 10337850120

