

Cânula endocavitária

Especialidade: SAÚDE DA MULHER | SAÚDE DO HOMEM | UROLOGIA | Marca: CIVCO | Produto: CÂNULA ENDOCAVITÁRIA.



Imagens meramente ilustrativas

As cânulas se acoplam com firmeza ao transdutor endocavitário para a realização biópsias e procedimentos de fertilização. Aceitam agulhas de até 16 ou 18ga com resistência mínima, oferecendo movimentação livre que colabora para o conforto e precisão na realização do procedimento. Confeccionadas em materiais descartáveis, reduzem o risco de contaminação cruzada e agilizam a higienização entre os procedimentos.

Característica:

- Confeccionadas em materiais descartáveis, de uso único, reduzem o risco de contaminação;
- Suportam agulhas até 16ga;
- Fornecidas em kits contendo capa estéril para transdutor e gel;
- Projeto específico para cada modelo de transdutor de ultrassom.

Importante: para localizar o modelo de guia endocavitária ideal para seu transdutor entre em contato com seu representante de vendas Ecomed em posse das seguintes informações: marca e modelo do aparelho de ultrassom e código do transdutor. Com esses dados em mãos estaremos aptos a fornecer todas as informações necessárias.