

## SKATER™

# Cateter de drenagem biliar

Especialidade: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | UROLOGIA | Marca: ARGON | Produto: CATETERES PARA DRENAGEM



O cateter de drenagem biliar Skater™ foi projetado para a realização de procedimentos de drenagem da bile interna ou externamente utilizando a técnica de Seldinger.

Seu lúmen interno e os grandes orifícios têm a função de maximizar o fluxo da drenagem. Além disso, é resistente à torção, à incrustação e tem alto grau de opacidade. O material do qual é feito, o poliuretano, é maleável e por isso proporciona comodidade ao paciente.

### Características:

- Revestimento hidrofílico que facilita a introdução;
- Ponta desenhada para diminuir o “efeito acordeão”;
- Trava do pigtail proporciona segurança ao paciente;
- Grandes orifícios laterais que maximizam a drenagem;
- Anel radiopaco;
- Conjunto composto por cânula metálica, cânula plástica e cateter.

Referência	Medida
755308040	8fr. X 40 cm.
755310040	10fr. X 40 cm.
755312040	12fr. X 40 cm.