


## Cateter de histerosonografia

Especialidade: SAÚDE DA MULHER | Marca: ARGON | Produto: CATETER PARA HISTEROSONOGRAFIA



O cateter para histero - sonografia/ salpingografia possui balão livre de látex, macio e maleável, que evita refluxo da solução salina ou do meio de contraste na realização dos procedimentos.

Sua ponta arredondada é macia e flexível minimizando o risco de perfuração da cavidade uterina. Além disso, o orifício na extremidade permite excelente distribuição de contraste.

Esvaziar o balão é fácil, pois basta abrir a torneira azul.



### Características:

- Bainha maleável que facilita a introdução;
- Torneira azul para inflar o balão e torneira azul para injeção do contraste;
- Pequeno diâmetro permite colocação próxima do transdutor do ultrassom;
- Ponta aberta permite que seja utilizado em conjunto com fio guia;
- Balão ajuda a evitar o refluxo do meio de contraste;
- Acompanha seringa com conexão “Luer-lock”

Referência	Medida
660005040	5fr. X 40 cm.
660007040	7fr. X 40 cm.