


SUPERCORE™


Instrumento de biópsia

Especialidade: RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA | SAÚDE DA MULHER | SAÚDE DO HOMEM | Marca: ARGON | Produto: BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES



SuperCore™ é um instrumento de biópsia semiautomático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular. Após armado, é possível manuseá-lo usando apenas uma das mãos, deixando a outra livre para segurar o transdutor de ultrassom.

SuperCore™ possui 2 diferentes avanços que podem ser ajustados de acordo com a necessidade, extraíndo diferentes tamanhos de amostra:



Avanço	Gaveta
20 mm	19 mm
10 mm	9,5 mm

Características:

- Sistema semiautomático que permite posicionamento seguro da cânula antes do disparo;
- Avanço pode ser ajustado para 20 ou 10 mm;
- Marcações em centímetros que permitem precisão no procedimento;

- Podem ser utilizadas em conjunto com cânulas coaxiais.

Referência	Medida	Coaxial indicada	Medida
701114090	14ga. X 9 cm.	MCXS1409LX	13ga. X 3,9 cm.
701114150	14ga. X 15 cm.	MCXS1415LX	13ga. X 9,9 cm.
701114200	14ga. X 20 cm.		
701116090	16ga. X 9 cm.	MCXS1609LX	15ga. X 3,9 cm.
701116150	16ga. X 15 cm.	MCXS1615LX	15ga. X 9,9 cm.
701116200	16ga. X 20 cm.		
701118090	18ga. X 9 cm.	MCXS1809LX	15ga. X 3,9 cm.
701118150	18ga. X 15 cm.	MCXS1815LX	17ga. X 9,9 cm.
701118200	18ga. X 20 cm.	MCXS1820LX	17ga. X 14,9 cm.
701120090	20ga. X 9 cm.	MCXS2009LY	19ga. X 4,2 cm.
701120150	20ga. X 15 cm.	MCXS2015LY	19ga. X 10,2 cm.
701120200	20ga. X 20 cm.		