



O Kit Cateter de drenagem Multipropósito NCC destina-se a drenagem utilizando a técnica Seldinger.

## Indicações de Uso

Desenvolvido para utilização na drenagem geral (drenagem de cistos, abscessos, hematomas, exsudatos pleurais, pleuracenteses, paracenteses, ascite, vesícula e nefrostomias) e aplicações em drenagem biliar.

## Características

- ❖ Cateter com revestimento hidrofílico facilita a inserção;
- ❖ Os grandes orifícios aumentam a capacidade de drenagem;
- ❖ Material radiopaco permite visualização por Raio-X;
- ❖ Cânula metálica dá rigidez e agulha trocar permite punção direta na área a ser drenada;
- ❖ Marcação centimetrada;
- ❖ A corda do sistema de segurança de bloqueio fornece forte fixação do pigtail.

## Especificações e características técnicas

Componentes	Composição
Cateter de drenagem	Poliuretano termoplástico (anel radiopaco: Platina)
Retificador	LDPE (poliuretano de baixa densidade)
Cânula flexível	Nylon

Cânula rígida	Aço Inox 304 SS
Agulha 21G	Aço Inox 304 SS
Agulha 22G	Aço Inox 304 SS
Estilete	Aço Inoxidável
Fio guia 0,18''	PTFE + aço inoxidável
Fio guia 0,035''	PTFE + aço inoxidável
Tubo de conexão	PVC (Policloreto de vinila)
Torneira de 3vias	Polycarbonato, Polietileno e Plástico ABS
Dilatador co-xial 6fr	TPU + PP(polipropileno) + Aço inoxidável
Adesivo de fixação	Hidrocolóide (seda artificial + polímero TPU + polietileno)
Bolsa de Drenagem	Policloreto de vinila
Dilatador	Polietileno

**Esterilização:** Óxido de Etileno

**Validade:** 3 anos

### Kit Cateter de Drenagem Multipropósito NCC

**Bioteque - Caixa com 01 Kit composto por:** 1cateter de drenagem c/ retificador + 1 cânula flexível + 1 cânula rígida + 1 agulha 21G + 1 AGULHA DE 22G + 1 Estilete + 1 fio guia 0.018'' x 80cm + 1 fio guia 0,035'' x 90cm + 1 Tubo de conexão + 1 Torneira de 3vias + 1 Dilatador co-xial + 1 adesivo de fixação + 1 Bolsa de Drenagem e Dilatadores.

N° de Catálogo	Tamanho Cateter		Tamanho dos Dilatadores
	Fr	cm	
BT-PDS-0620-W-NCC	06	20	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0625-W-NCC	06	25	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0630-W-NCC	06	30	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0635-W-NCC	06	35	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0640-W-NCC	06	40	6Fr e 7Fr
BT-PDS-0720-W-NCC	07	20	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0725-W-NCC	07	25	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0730-W-NCC	07	30	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0735-W-NCC	07	35	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0740-W-NCC	07	40	6Fr/ 7Fr e 08Fr
BT-PDS-0820-W-NCC	08	20	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0825-W-NCC	08	25	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0830-W-NCC	08	30	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0835-W-NCC	08	35	6Fr/ 08Fr e 09Fr
BT-PDS-0840-W-NCC	08	40	6Fr/ 08Fr e 09Fr

BT-PDS-0920-W-NCC	09	20	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0925-W-NCC	09	25	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0930-W-NCC	09	30	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0935-W-NCC	09	35	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-0940-W-NCC	09	40	6Fr/ 08Fr e 10Fr
BT-PDS-1020-W-NCC	10	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1025-W-NCC	10	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1030-W-NCC	10	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1035-W-NCC	10	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1040-W-NCC	10	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr e 11Fr
BT-PDS-1220-W-NCC	12	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1225-W-NCC	12	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1230-W-NCC	12	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1235-W-NCC	12	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1240-W-NCC	12	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr e 13Fr
BT-PDS-1420-W-NCC	14	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1425-W-NCC	14	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1430-W-NCC	14	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1435-W-NCC	14	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1440-W-NCC	14	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 15Fr
BT-PDS-1620-W-NCC	16	20	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1625-W-NCC	16	25	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1630-W-NCC	16	30	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1635-W-NCC	16	35	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr
BT-PDS-1640-W-NCC	16	40	6Fr/ 08Fr/ 10Fr/ 12Fr/ 14Fr e 16Fr

Reg. ANVISA n° 10337850125