

Introdutor Aramado

Super Arrow-Flex®

USO: Adulto



Indicações de Uso

Proporciona o acesso de vários dispositivos em veias e/ou artérias numa grande variedade de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Indicado para vasos tortuosos com maiores dificuldades de acesso.

Características:

- Marcador de ponta radiopaco;
- Inclui tampa do obturador, pode ser usada como bainha guia;
- Válvula de hemostasia com cúspides facilita a manipulação do cateter com risco mínimo de sangramentos;
- Superfície hidrofílica ajuda a facilitar a inserção suave;
- Stopcok de 3 vias (torneira) com porta lateral;
- Kit com bainha, dilatador e obturador.

Introdutor Aramado

Referência	Diâmetro Interno	Comprimento	Kit	ANVISA
CL - 07524	5Fr	24cm	Bainha e obturador	80117580532
CL - 07635	6Fr	35cm	Bainha e obturador	80117580531
CL - 07745	7Fr	45cm	Bainha e obturador	80117580531
CL - 07835	8Fr	35cm	Bainha e obturador	80117580538
CL - 07880	8Fr	80cm	Bainha e obturador	80117580538
CL - 07965	9Fr	65cm	Bainha e obturador	80117580538
CL - 07980	9Fr	80cm	Bainha e obturador	80117580538